



- EASY TO USE
- COOLS FOR HOURS
- MAXIMUM COMFORT
- IMMEDIATE RELIEF

Facile da usare, rinfresca per ore, massimo comfort, immediato sollievo

Benda fredda pronta all'uso per strappi muscolari, lussazioni, contusioni e altre lesioni traumatiche da attività sportiva.

Non è necessaria alcuna refrigerazione.

Immediato refrigerio e sollievo dal dolore.

Per uso protratto (oltre 2 ore) applicare acqua al bendaggio.

Attenzione: da non usare su pelle ferita.

IDEAL GOMMA SPORT S.A.S.
Via G. Pascoli n. 3
20129 - MILANO
Tel. 02.29404776 - Fax 02.2049500
Aggiornato al 6.05.2009



RICARICA BENDA ICE & GO OPPURE APPORRE DIRETTAMENTE SULL'ARTO DOLORANTE.

SPRAY PRONTO ALL'USO PER RAFFREDDARE E CALMARE IMMEDIATAMENTE IL DOLORE.

SICURO PER USO DIRETTO SULLA PELLE.



IDEAL GOMMA SPORT S.A.S.
Via G. Pascoli n. 3
20129 - MILANO
Tel. 02.29404776 - Fax 02.2049500
Aggiornato al 8.01.2013



FASCIA COMPRESSIONE FREDDO/CALDO Articolo n.: 820

Fornisce la terapia del freddo per le lesioni acute e croniche alle articolazioni. Può essere usato per il trattamento di distorsioni, stiramenti e contusioni, riducendo il dolore e il gonfiore. Permette la guarigione più veloce di dolori articolari e muscolari, di infiammazioni, lesioni sportive e spasmi lombari. Il prodotto dovrebbe essere usato per 20 minuti ogni due ore il primo giorno, nei giorni seguenti 2 a 4 volte al giorno finché il dolore e il gonfiore diminuiscono.

Istruzioni per l'uso:

TRATTAMENTO A FREDDO: raffreddare la fascia nel freezer prima dell'uso. Allacciare alla parte del corpo richiesta. La zona dolorante diventa insensibile entro 5 minuti. La fascia provvede all'immediato sollievo dal dolore e al raffreddamento fino a 15 minuti (a seconda della temperatura dell'ambiente), prima di dover essere nuovamente refrigerata.

TRATTAMENTO A CALDO: riscaldare la fascia nel forno a microonde. Il calore penetra rapidamente nei muscoli e nelle articolazioni. La fascia fornisce calore fino a 30 minuti prima di dover essere riscaldata nuovamente.



IDEAL GOMMA SPORT S.A.S.
 VIA G. PASCOLI N. 3
 20129 – MILANO
 TEL. 02.29404776 – FAX 02.2049500
 Aggiornato al 15.06.2011



MULTI BENDA DI EMERGENZA STERILE CON DUE TAMPONI ASSORBENTI



5 FUNZIONI IN UNA

1 ROBUSTA BENDA ELASTICA

2 DUE TAMPONI ASSORBENTI

3 LACCIO EMOSTATICO

4 FISSAGGIO

5 UTILIZZO CON UNA SOLA MANO

MULTI BANDAGE (MB 798) E' UN BREVETTO MONDIALE.

UTILIZZO PER CASI DI EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO, AMBULANZA.

E' USATA ANCHE DA POLIZIA ED ESERCITO

IDEAL GOMMA SPORT S.A.S.

Via G. Pascoli n. 3

20129 - MILANO

Tel. 02.29404776 - Fax 02.2049500